

シンフォニーSPスリム

SYMPHONY SP SLIM

NEW COLOR ダマスクピンク



花柄紺



オレンジ/BR



Point

軽量・コンパクト
スリムデザイン

重量
約4.9kg



横幅
約48cm

Point

ブレーキと駐车用ストッパの
一体型システム



ブレーキ

駐车用ストッパ

片方だけのブレーキ操作で
両後輪を制御！
レバーを握るとブレーキ、
押し下げると駐车用ストッパが
かかります。

Point

使いやすいバッグ



フタ部分にはファスナー
式のポケット。

Point

3WAY キャスター

固定(0度)、
左右各60度、
フリー(360度)の
3種類の設定が可能。



Point

折りたたみ可能

コンパクトにため、
持ち運びやすい。
(最小収納時高 約69cm)



折りたたんだ状態でも自立します。

月額レンタル料

ご利用者負担額

1割

2割

3割

歩行車シンフォニーSPスリム

価格 35,200円 (税抜 32,000円)

材質	本体/アルミ(一部スチール)(粉体塗装) タイヤ/EVA ホイル/PP	タイヤ直径	前輪 約14.5cm 後輪 約14.5cm
バッグ材質	ポリエステル	バッグ載荷重	5kg
使用時サイズ	約H77.5~86.5×W48×D60cm	バッグサイズ	約H28×W27×D15cm(外寸)
収納時サイズ	約H69×W48×D33cm	重量	約4.9kg
ハンドル高	約77.5~86.5cm	最大使用者体重	75kg
高さ調節	4段階(ピッチサイズ 約3cm)	入数	2(1)
座面高	約44cm	JANコード	ダマスクピンク 4945528 179226 花柄紺 4945528 179219 オレンジ/BR 4945528 179202
座面サイズ	約W31×D26cm	TAISコード	00576-000039