

フドー® てぶくろ No.5 / No.6

“身体を傷つける” “カテーテルを抜いてしまう” などの危険行為やおむつじりかみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。

ご利用者本人では開けにくいアイデアホックを採用

アイデアホックとは…

ご本人では取り外しにくい特殊な構造のホック。シンプルで自然な外観で見え目は普通のボタンと違和感のないデザインです。認知症のさまざまな症状や自傷行為、抜管行為などを防ぎます。



ブラインドカバー
(表からホックが見えません)

No.5 交換可能なベルトカバー 甲側にメッシュ地を採用

左右兼用 ブルー ピンク グリーン



No.6 交換可能なベルトカバー 両側綿素材

左右兼用 ブルー ピンク グリーン



2枚入	M	7,700円 (税込) 7,000円 (税別)	L	8,250円 (税込) 7,500円 (税別)
	M	4,070円 (税込) 3,700円 (税別)	L	4,345円 (税込) 3,950円 (税別)

2枚入	M	5,500円 (税込) 5,000円 (税別)	L	6,050円 (税込) 5,500円 (税別)
	M	2,970円 (税込) 2,700円 (税別)	L	3,245円 (税込) 2,950円 (税別)

<No.5/No.6共通>



面ファスナー(マジック式)により調整可能な手首ベルト



交換可能なアイデアホック付きベルトカバー



手首ベルトをカバーで覆い取り外しにくくした設計

サイズ	手首(cm)	手のひら(cm)
M	12~18	14~18
L	15~21	18~22


[表地] 綿100%
[裏地] ポリエステル65%・綿35%
[縁取り・ベルト] ポリエステル100%
[メッシュ(No.5)] ポリエステル100%

ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合のみご使用ください。また、ご本人・ご親族などの同意の上、正しくお使いください。


交換用カバーは3種類から選べます

1枚入 M・L 共通 ブルー ピンク グリーン ※DLベルトカバーはブルーのみ

1,100円 (税込)
1,000円 (税別)

 **ベルトカバー (交換用)**
スタンダードなアイデアホックタイプ

 **ブラインドカバー (交換用)**
アイデアホックが外側から見えないタイプ

 **DLベルトカバー (交換用)**
ロゴの向きで開閉状態が一目でわかるダイヤルロックを使用

発売元



株式会社 **竹虎**®

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

【ヒューマンケア事業部】

東日本 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0390 FAX.045 (680) 0399

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7317 FAX.06 (6386) 7389

取扱店