

肘置きがやわらかウレタン素材!
安心して身体を
ゆだねることができる歩行車

Symphony AR



BK ブロック



ピンクブロック



Point 3

ウレタン素材の肘置き

肘を置いた状態での移動時、
肘をやさしくサポートします。



Point 4

折りたたんで自立可能

収納時など、コンパクトに
折りたたみ、収納できます。



Point 1

2WAY ブレーキ

握ってブレーキ、押し下げて
駐車用ストップパとして簡単に
使用できます。



Point 2

3WAY キャスター

固定 (0度)、左右各 60
度、360度のフリー、3
種類の設定が可能です。



歩行車

シンフォニー AR

価 格	60,500円 (税抜55,000円)
使 用 時	約 H81 ~ 90xW56xD70cm
収 納 時	約 H87xW56xD42cm
ハンドル高	約 81 ~ 90cm 4段階 (3cmピッチ)
タイヤ直径	前 / 約 18cm 後 / 約 18cm
座面高さ	約 43cm
座面サイズ	約 W32xD27cm
バッグサイズ	約 H17xW30xD15cm
バッグ載荷重	5kg
最大使用者体重	75kg
重 量	約 6.8kg
材 質	車体 / アルミパイプ

	タイヤ / EVA (硬質発泡車輪)
	ホイール / PP
	バッグ
	BK ブロック / ポリエステル
	ピンクブロック / ポリエステル、ビニールレザー
J A N	BK ブロック / 4945528 178670
	ピンクブロック / 4945528 178663
T A I S	00576-000038
入 数	1

月額レンタル料

ご利用者負担額

株式会社 島製作所

大阪営業所 〒547-0001 大阪市平野区加美北 3-12-5
☎ 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992
東京営業所 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 3-26-18-101
☎ 045-507-0783 FAX 045-507-0784
九州営業所 〒813-0003 福岡市東区香住ヶ丘 6-27-30
FAX専用 092-692-9408
北陸中部営業所 〒939-0274 富山県射水市小島 3657-2
FAX専用 0766-54-0057
メールアドレス shima@bi.mbn.or.jp

<http://www.shima-seisakusyo.com>

●仕様および価格は、製品開発、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
●商品写真は印刷物のため、実際の色と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
●当社製品はPL保険に加入しております。