

 GOOD DESIGN
AWARD 2017

WAG01

Michelle

A compact-sized, lightweight walker, which is foldable from side to side and easy to store. It comes with a mud-guard with tipping function. The bag is located close to users, allowing them to easily put their luggage in and take it out of the bag.




GENTIL
MARRONE

紳士用の福祉用具ブランド

「ジェントイルマローネ」より日本の男性に贈る、
クラシカルなデザインのローター型歩行車が誕生。

紳士用歩行車

Michele

ミケーレ WAG01

GOOD DESIGN
AWARD 2017



コンパクトで軽量

折りたたみ時は幅23.5cmとコンパクト。重量も剛性フレームでありながら5.9kgの軽量設計。



前輪タイヤの素材

大きくした前輪にTPE[®]素材を使用することによって走行性が向上。

※TPE：熱可塑性エラストマー
ゴムとプラスチックの中間的な性質を持った素材で、ゴムより軽量で劣化しにくく、プラスチックより弾性があります。




泥除け&ティッピング

泥除け機構と、ティッピング[®]機能を両立。

※ティッピング
足で踏んで前輪を上げる装置で、段差が乗り越えやすくなります。

Spec

品名	ミケーレ
品番	WAG01
金額	¥50,000-(税抜)
組立寸法	幅535mm × 奥行605mm × 高さ790~950mm
折畳寸法	幅235mm × 奥行645mm × 高さ790mm
押手高さ	790~950mm (6ポジション)
座面寸法	幅385mm × 奥行260mm
座面高さ	500mm
袋寸法	幅330mm × 奥行140mm × 高さ220mm
重量	5.9kg
材質	本体：アルミニウム合金 座面：合成皮革、ナイロン / 袋：合成皮革、ポリエステル
JAN	Navy：4938765 014047 / Brown：4938765 014054
TAIS	00030-000175



イタリア紳士に学ぶ遊びゴコロ

「福祉用具はもっと格好よく、スマートであっていいと思う…。」そんな想いから誕生した新しい福祉用具ブランド。クラシコでエレガントなデザインは、それらを必要とする人たちへ、新しい価値を提供しもっと心豊かに、これからの生活を自信に満ちた素敵なものに変化させる…。


GENTIL
MARRONE

福祉用具総合メーカー

 株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3-159-1

カスタマーサポート

 0120-508-058

10:00-17:00(土・日・祝日を除く) www.tacaof.co.jp

製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。

印刷と実物では色・柄が多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
ご使用前に、かならず取扱説明書をよくお読みください。