

フドー® てぶくろ ダイヤルロック (DL)

“身体を傷つける” “カテーテルを抜いてしまう” などの危険行為やおむつじりが見られるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。




ご利用者本人では開けにくいダイヤルロックロゴの向きで開閉状態がひとめでわかる！



ダイヤルロック (DL) とは…

ご本人では取り外しにくい特殊な構造のホック。90度右に回すとロックがかかり、元に戻すと解除できます。ロゴの向きで開閉状態が確認できます。



ダイヤルロックの黒いフチをつまんで回します

No.3

No.1 両側綿素材のスタンダードタイプ



手のひら側 甲側

2枚入 M 6,050円 (税込)
5,500円 (税別)
L 6,600円 (税込)
6,000円 (税別)

No.2 甲側がメッシュ地でムレにくい



手のひら側 甲側

2枚入 M 8,250円 (税込)
7,500円 (税別)
L 8,800円 (税込)
8,000円 (税別)

No.3 物がつかみにくい保護パッド入り



手のひら側 甲側 保護パッド

2枚入 M 8,470円 (税込)
7,700円 (税別) M 550円 (税込)
500円 (税別)
L 9,020円 (税込) L 605円 (税込)
8,200円 (税別) 550円 (税別)

DL ベルトカバー(交換用)



M・L 共通

1枚入 1,100円 (税込)
1,000円 (税別)

【適応サイズ】

サイズ	手首 (cm)	手のひら (cm)
M	(No.1、No.2) 14～20 (No.3) 12～18	14～18
L	15～21	18～22

【素材】

[表地] 綿 100%
[裏地] ポリエステル 65%・綿 35%
[縁取り・ベルト] ポリエステル 100%
[メッシュ (No.2、No.3)] ポリエステル 100%
[保護パッド (No.3)] ポリエチレン

ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合のみご使用ください。また、ご本人・ご親族などの同意の上、正しくお使いください。

発売元



株式会社 竹虎®

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

【ヒューマンケア事業部】

東日本 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0390 FAX.045 (680) 0399

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7317 FAX.06 (6386) 7389

取扱店