

コンパクトタイプ シルバーカー スリムムーヴ **NEW**

軽量コンパクトで持ち運びに便利。
ハンドル高さは最大92cm。

座面下部に便利な小物入れ付き。



SX-15BF
(青花柄)



SX-15CG
(ベージュチェック)



折りたたみ時
(自立します)



最小78cm

最大92cm



ハンドル高さ



便利な小物入れ

NEW

スリムムーヴ

C
コンパクト

3
WAY

ハンドル
4
段階

S
シルバーカー

■ハンドブレーキ・駐車用ブレーキ ■アルミフレーム ■耐荷重80kg

¥22,000 (税込)

品番 SX-15BF 青花柄
SX-15CG ベージュチェック

JANコード SX-15BF 4968501-807251
SX-15CG 4968501-807107

■シートカラー



青花柄 (BF)



ベージュチェック (CG)

■仕様

カラー: 青花柄、ベージュチェック
サイズ: W40(40)×D54(30.5)×H78~92(84.5)cm
() 折りたたみ時
座面: W26×D21cm
座面高さ: 49cm
ハンドルの高さ: 78~92cmの4段階調節
タイヤ直径: 5.7インチ ダブルキャスター
袋寸法: W19×D18×H16cm・積載量2kg
重量: 3.5kg
座面耐荷重: 80kg
主材質: フレーム(アルミ)、キャスター(EVA)、
シート(BF:PVC、CG:ポリエステル)、袋(ポリエステル)
梱包サイズ・重量: W41.5×D25×H87cm・4.9kg