



白十字

一般医療機器

# ケアガーゼ

滅菌済折りガーゼ

在庫削減・感染対策・省力化  
使う人にわかりやすいパッケージ



少量単位で衛生管理

豊富な種類で無駄を削減

搬送と保管の両機能

# 最新技術の医療ガーゼ “ケアガーゼ”

## 品質向上

現在のガーゼ織機は機構上、稼働に小まめな油の補給が必要であり、飛散してしまったこの油の付着が、黒点、シミといったガーゼの品質を下げてしまう原因の1つとなっていました。


今までさまざまな対策を実施してきましたが、油の飛散を完全に無くす事ができず、黒点、シミといった汚れを完全に削減できない状況でした。今回、白十字では油が飛散しないように最新の織機技術を使いながら、たて糸、よこ糸がほつれないガーゼを製品化しました。

このガーゼであれば糸がほつれる事なく、小さな黒点やシミのご指摘をほぼ無くす事が可能と考えております。

高品質なガーゼを患者様にお使い頂く為に、この新しい製法で織布した医療ガーゼ、「ケアガーゼ」をご提案致します。



折り方・枚数をわかりやすく表示



ケアガーゼは4辺を裁断し、製造していますが、たて糸部分織り止めはほつれの無い様に加工しております。

	商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行(mm)	重量	希望小売 価格	梱 入数	JANコード	ITFコード
4折	ケアガーゼ 4折 2枚 40袋入 滅菌済 30cm×30cm 4折	単品 250×135×205	602g	5,200円 (税抜き)	12	4 987603 101616	梱 14987603101613
		梱 430×523×425	8.6kg				
	ケアガーゼ 4折 3枚 30袋入 滅菌済 30cm×30cm 4折	単品 250×135×205	566g	4,500円 (税抜き)	12	4 987603 101623	梱 14987603101620
		梱 430×523×425	8.2kg				
ケアガーゼ 4折 5枚 20袋入 滅菌済 30cm×30cm 4折	単品 250×135×205	551g	3,800円 (税抜き)	12	4 987603 101630	梱 14987603101637	
	梱 430×523×425	8.0kg					
ケアガーゼ 4折 10枚 10袋入 滅菌済 30cm×30cm 4折	単品 250×135×205	484g	3,500円 (税抜き)	12	4 987603 101647	梱 14987603101644	
	梱 430×523×425	7.2kg					
8折	ケアガーゼ 8折 1枚 60袋入 滅菌済 30cm×30cm 8折	単品 250×135×205	546g	6,000円 (税抜き)	12	4 987603 101654	梱 14987603101651
		梱 430×523×425	8.0kg				
	ケアガーゼ 8折 2枚 40袋入 滅菌済 30cm×30cm 8折	単品 250×135×205	523g	5,200円 (税抜き)	12	4 987603 101661	梱 14987603101668
		梱 430×523×425	7.7kg				
	ケアガーゼ 8折 5枚 20袋入 滅菌済 30cm×30cm 8折	単品 250×135×205	505g	3,800円 (税抜き)	12	4 987603 101678	梱 14987603101675
		梱 430×523×425	7.5kg				
	ケアガーゼ 8折 10枚 10袋入 滅菌済 30cm×30cm 8折	単品 250×135×205	467g	3,500円 (税抜き)	12	4 987603 101685	梱 14987603101682
		梱 430×523×425	7.0kg				

販売名：白十字折りガーゼ滅菌済

届出番号：13B2X0002300011

●お問い合わせは

 **白十字株式会社**

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

2016.2.5.000 [BM-23]