

抗体の力で守る。

抗体提供元



一般財団法人
福島医大トランスレーショナル
リサーチ機構




IgA抗体
約1,600億個

ウイルスをキャッチ

IgA抗体マスク

特許出願中

IgAフィルター (IgA抗体) がウイルスを吸着し、体内への侵入を防ぐ。



IgAplus[®]

※登録商標第6616313号

新型コロナウイルス感染症回復者から取得した抗体の情報を基に作製したヒトIgA抗体を浸透させたIgAフィルターを採用しています。通常フィルターとIgAフィルターで構成される4層構造のマスクで、通常フィルターが花粉、ホコリなどを防ぎ、IgAフィルター (IgA抗体) がウイルスを吸着し、体内への侵入を防ぎます。

※マスクはウイルスの侵入を完全に防ぐものではありません。

IgA・JAPAN

<https://iga-japan.co.jp>

まだ世界にないものを。

ZEFA

<https://iga-zefa.jp>




IgA抗体マスク

特許出願中



IgAフィルター (IgA抗体) がウイルスを吸着し、体内への侵入を防ぐ。



オミクロン株の新たな派生型、「BA・5」「BA・4」にもIgA抗体は作用。

ヒトIgA抗体は、ヒトの口・鼻腔・腸など皮膚以外で外界と接触する粘膜に存在し、外部からの病原体の侵入を防ぐ役割を果たしています。このIgA抗体をマスクに固定化することで、口や鼻から侵入するウイルスを効率的に捉えることが期待できます。

1D Type [一般サージカルマスク]



3D Type [KF94型]



■主要諸元表

型式	IM-300L	IM-300M	IM-305L	IM-305M
入数[枚]	20	20	5	5
サイズ	ふつう	小さめ	ふつう	小さめ
製品寸法 W×H [mm]	175×95	165×95	175×95	165×95
製品単重量 [g]	4.4	4.3	4.4	4.3
梱装箱サイズ W×H×D [mm]	108×208×80	108×205×80	124×237×18	124×237×18
梱装箱重量 [g]	164	143	32	32
外箱入数	50箱/1000枚	50箱/1000枚	50袋/250枚	50袋/250枚
外箱寸法 W×H×D [mm]	415×437×551	415×437×551	450×265×325	450×265×325
外箱重量 [kg]	9.0	7.8	2.1	2.1

型式	IM-700L	IM-700M	IM-700S
入数[枚]	1	1	1
サイズ	ふつう	小さめ	こども
製品寸法 W×H [mm]	208×82	186×78	168×68
製品単重量 [g]	5.3	4.7	3.6
梱包袋サイズ W×H×D [mm]	105×260×3	105×260×3	105×260×3
梱包袋重量 [g]	10.7	9.8	9.3
外箱入数	500枚	500枚	500枚
外箱寸法 W×H×D [mm]	585×555×230	585×555×230	585×555×230
外箱重量 [kg]	6.0	6.0	6.0

※この諸元は予告なく変更する場合があります。

[99%カットフィルタ採用]

試験項目	PFE	BFE	VFE
捕集効率	≥99%	≥99%	≥99%

※PFE:微小粒子捕集効率

※VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

※BFE:バクテリア飛まつ捕集効率

【試験機関:(一財)カケンテストセンター測定】

販売元 IgA・JAPAN

株式会社 IgA・JAPAN
〒963-8846 福島県郡山市久留米六丁目91-3
TEL.024-953-3955 FAX.024-953-3951

製造元

株式会社ゼファー 本社工場
〒962-0001 福島県須賀川市森宿字関表30-3
TEL.0248-75-1133 FAX.0248-75-1122

●お問い合わせ先
株式会社ゼファー TEL.0248-75-1133
受付時間/9:00~17:00(土日、休日を除く)

