

力まかせ・抱きかかえ介助の見直しに。

介護職員さんの腰痛予防と利用者様の苦痛緩和

水平移乗ボード楽シート



楽シートを活用した
水平移乗で安全・安心と、腰痛予防に。

「楽シート」は従来2人がかりで抱えて移乗をさせていた方を、持ち上げずに楽にフルリクライニングキャリーへ移乗させるために開発されました。

【使用方法】

1. ベッドからフルリクライニングキャリーへの移乗の際に用います（その逆も同様です）。
利用者の体の下に敷きいれ、1名または2名にて、移乗先へ滑らせて移乗させます。
2. 長時間の使用の場合は「楽シート クッションタイプ」をご利用ください。



品名	楽シートN-160	楽シートN-160Kクッションタイプ
型番	AKR-06N-160	AKR-06N-160K
標準価格	33.000円(消費税込)	84.700円(消費税込)
JANコード	4562147680287	4562147680294
TAISコード	01341-000007	01341-000008
寸法	幅390×長さ1620×厚さ15mm	幅390×長さ1620×厚さ55mm
材質	表面	帆布 綿100%
	中板	帆布 綿100% 光沢布 ポリエステル100% 発泡ポリエチレン
		帆布 綿100% 光沢布 ポリエステル100% 発泡ポリエチレン 体圧分散天然ゴムクッション

株式会社あかね福祉

郡山本社
白河営業所

TEL 024-937-5022
TEL 0248-31-2551

仙台営業所
盛岡営業所

TEL 022-772-3337
TEL 019-632-3511