

安<sup>あんじゅ</sup>寿

# LITTLE TURN

歩行車 リトルターン



小さく回れて  
小さくしまえる

ARONKASEI CO., LTD.

# LITTLE TURN

歩行車 リトルターン



狭い空間でも扱いやすい  
小回りの良い本体設計

# Turn



本体幅、ホイールベース（前輪と後輪の間の長さ）が小さいので小回りがききます。



歩行車を持ち上げて方向転換していた狭い廊下のコーナー部も…



リトルターンは抜群の小回りでスイスイハンドリング  
小さな本体で狭い居室空間での使用にもピッタリ

コンパクトに収納できる  
左右折りたたみ構造



玄関



後部座席

折りたたんだ後も自立します



折りたたみ幅  
26cm

# Litt



軽量設計で  
取り扱いしやすい



軽量設計でちょっとした段差も楽に持ち上げられます。また大きな車輪で、凹凸のある道も楽に乗り越えられます



本体重量  
約 6.5 kg

車輪直径  
20 cm

Light

充実の基本機能



バッグ容量  
大容量 12 ℓ

座面付きで休憩できます



楽に握れる  
ブレーキレバー

ロックはブレーキ  
レバーを下げるだけ

le

## 取り扱いがとても簡単

### スイッチ式の簡単ハンドル高さ調節



①スイッチを押して、②ハンドルを上下するだけ。  
スイッチにはロック機能がついているので、使用中、不用意に  
ハンドル高さが変わることがありません。

### 簡単折りたたみ




①ストラップを引き上げて、  
②フックをかけてロック。



ハイタイプ (H)

ロータイプ (L)

### 商品寸法図



### 仕様

#### 歩行車 リトルターン

商品コード	H : 532-315 L : 532-316
商品サイズ	H : 幅48×奥行65×高さ74~86cm ハンドル高さ74・76.4・78.8・81.2・83.6・86cm (6段階) 座面高さ47cm L : 幅48×奥行65×高さ67~74.5cm ハンドル高さ67・69.5・72・74.5cm (4段階) 座面高さ47cm
商品重量	H : 約6.5kg L : 約6.4kg
バッグ容量	約12 L (載荷重: 6kg未満)
材質	座面、バッグ: ポリエステル フレーム: アルミニウム ハンドルグリップ: エラストマー樹脂 ハンドル、ホイール、ブレーキレバー、ブレーキ調節ネジ: ポリプロピレン タイヤ: EVA樹脂
梱包入数	1
カラー	ワインレッド
J A N	H : 49-70210-84564-6 L : 49-70210-84565-3
T A I S	H : 00221-000456 L : 00221-000457

最大使用者体重  
100kg

ハイタイプ (H)、ロータイプ (L)

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品

48,000円 (税抜)



## アロン化成株式会社

### ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

### ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475  
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100  
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011  
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

### 製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00 (12:00~13:00はのぞく)

■お問い合わせは…