

安寿 あんじゅ

歩行車  
ショッピングターン

# Sh★opping Turn



歩行車のまま  
買い物できる



ARONKASEI CO., LTD.

# Shopp




買い物カゴが  
載せられる



## 歩行車のまま買い物ができる

スーパーのカゴを載せられるので、店舗のカートが不要になります。

こんな声に対応しました



無くならない  
かしら...

歩行車を店に置きっ放しに  
すると無くなるのが心配。



フラフラ...



歩行車から店舗のカート  
に変えるとき、転びそうで  
不安。

バスケットホルダーが  
あるため、カゴを安定し  
て置くことができます。



カゴをフックで  
固定できます。



積載可能なカゴ

底面サイズ



横43~51cm 縦31~37cm

※製品にカゴは  
付属しません。

# ing Turn



## 大容量簡易保冷バッグ

エコバッグなどに入れた購入物をそのままバッグに入れて持ち帰れます。

※簡易保冷バッグのため、生鮮品を長時間入れたままにしないでください。

バッグ容量  
大容量 **12ℓ**



## 身長の高い方も利用可能

ハンドル高さが 72.5~90cmの間で調節可能。  
背の高い方でも、安心してご利用いただけます。

ハンドル高さ  
最大 **90cm**

## 軽量設計とハンドリング

軽量設計でちょっとした段差も楽に持ち上げ可能。  
回転しやすい前輪設計でスイスイハンドリング。  
大きな車輪で凹凸のある道も楽々。

本体重量 車輪直径  
約 **6.1 kg** **20cm**






コンパクトに収納できる左右折りたたみ構造



座面付で  
休憩できます



商品寸法図



仕様

歩行車 ショッピングターン

|         |   |
|---------|---|
| 商品コード   | 532-325   |
| 商品サイズ   | 幅53×奥行73×高さ72.5~90cm<br>ハンドル高さ：72.5・75・77.5・80・82.5・85・87.5・90cm (8段階)<br>座面サイズ：幅37.5×奥行18.5cm<br>座面高さ：47cm<br>折りたたみサイズ：幅28×奥行73×高さ72.5cm |
| 商品重量    | 約6.1kg  |
| バッグ容量   | 約12L (載荷重：6kg未満)  |
| 積載可能なカゴ | 底面サイズ：縦20×横32cm ~ 縦31×横43cm   |
| 材質      | 座面：ポリエステル<br>バッグ：麻、綿、ポリエステル、EVA樹脂<br>フレーム：アルミニウム (粉体塗装)<br>ハンドルグリップ：エラストマー<br>ホイール、ブレーキ調節ネジ：ポリプロピレン<br>タイヤ：EVA樹脂                          |
| 梱包入数    | 1   |
| カラー     | ベージュ  |
| JAN     | 49-70210-85568-3  |
| TALS    | 00221-000507  |

最大使用者体重  
100kg

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品

52,000円 (非課税)



ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475  
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100  
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011  
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00 (12:00~13:00はのぞく)

■お問い合わせは…