

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

小さくたたんで 大きく使える



コンパクトに収納できる
左右折りたたみ構造



大容量バッグで
買い物にも対応



バッグ容量 大容量13ℓ

歩行車 トライリンク



安心設計

150kg対応なので
小柄な人から大柄な人
まで、幅広くお使い
いただけます。



反射板で安心

曇りの日や夕方でも周りから見えやすく安心



ハンドル高さ


5段階

- 86.0 cm
- 83.5 cm
- 81.0 cm
- 78.5 cm
- 76.0 cm



商品寸法図

単位: cm



※最大使用者体重: 150kg

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品

商品コード	532-320
JAN	852323
メーカー希望 小売り価格	38,000円 (非課税)
商品サイズ	幅56 × 奥行61.5 × 高さ76 ~ 86cm 座面高: 51.5cm
商品重量	約7.1kg
材質	座面: ポリエステル / バッグ: ナイロン / フレーム: アルミニウム ハンドルグリップ・タイヤ・フレーム端部キャップ: エラストマー ホイール・杖ホルダー・杖固定具: ポリプロピレン ブレーキレバー・ブレーキ板: ポリアミド 姿勢保持ベルト: ポリエチレン
梱包入数	1
バッグ載荷量	6.5kg未満(容量約13L)
座面耐荷重	150kg
色調	ブラウン
TAIS	000467

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。

Try Link



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

- 東京支店 ☎(03)3502-1422
- 大阪支店 ☎(06)6448-5127
- 名古屋支店 ☎(052)203-0396
- 福岡支店 ☎(092)741-1411
- 仙台支店 ☎(022)291-5475
- 広島支店 ☎(082)245-7100
- 札幌営業所 ☎(011)709-6011
- 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00 (12:00~13:00はのぞく)

■お問い合わせは…