

体格の大きい方でも使いやすい
ワイド設計の前腕支持歩行車。

シトレア ワイド WAW27



グレー



折り畳み時に
自立します

ワイド設計

幅が広めのワイド設計で、座面も広くゆったり座れます。最大使用者体重100kgで体格の大きい方でも使いやすいです。



ティッピング機能

足で踏んで前輪キャスターを持ち上げ、段差を楽に越えられます。



キャスター構造

ベアリングを使用することで、旋回性能が向上。タイヤにはTPE素材を使用し、耐磨耗性がアップしました。



高さ調節ネジ 抜け防止

ネジが抜け落ちない仕様になっているため、紛失しにくいです。



WAW27

シトレアワイド

¥104,500(税込)
¥95,000(税抜)

最大
使用者体重
100kg

最大
積載荷重
5kg

組立寸法 幅545×奥行675×高さ840～1120mm

折畳寸法 幅545×奥行430×高さ835mm

アームレスト高さ 770～1050mm 10ポジション

座面寸法 幅340×奥行290mm

座面高さ 480mm

バッグ寸法 幅335×奥行270×高さ185mm

バッグ容量 約10ℓ

車輪寸法 前輪/φ200mm、後輪/φ150mm

重量 8.8kg

材質 本体:アルミニウム合金、座面・バッグ:ポリエステル、アームレスト:合成皮革、車輪:ポリプロピレン・TPE

J A N 4938765020611

T A I S 00030-000236