

シンフォニーラクーン



折りたたみ



System

便利なBOXタイプ

荷物の出し入れが便利！
カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。



※バッグ載荷重 10kg、載せることができるカゴの大きさは奥行約27cm、幅が約40cmまでです。
※カゴは付いていません。

選べる操作方法

握れる部分が2カ所あり、ブレーキとストoppaの一体型システムなので操作がしやすい。



3WAY キャスター

固定(0度)、
左右各60度、
フリー360度の3種類の設定が可能



シンフォニーラクーン

価格 47,300円(税抜き 43,000円)

月額レンタル料金

ご利用者負担額

1割

2割

3割

材 質	本体部 / アルミ(一部スチール)(粉体塗装) タイヤ/EVA ホイル/PP	タイヤ直径	前輪 約18cm 後輪 約18cm
バグ材質	花柄ドットエンジ / ポリエステル・ビニールレザー 格子NB / ポリエステル	バッグ載荷重	10kg
使用時サイズ	約 H85 ~ 94 × W55 × D69 cm	バッグサイズ	約 H19 × W30 × D31 cm (外寸)
収納時サイズ	約 H77 × W55 × D48 cm	重量	約 7kg
ハンドル高	約 84 ~ 93 cm / 4段階(ピッチサイズ 約 3 cm)	最大使用者体重	75 kg
座面高	約 43 cm	入数	1
座面サイズ	約 W32 × D22 cm	JANコード	花柄ドットエンジ / 4945528 178717 格子NB / 4945528 178700
		TAISコード	00576-000040