


全幅 180cm 長くて安心 ズレづらい



AK タオル防水シート

お勧めポイント

- 180cmのワイドタイプ。最高23.5cmの厚みもしっかり包み込む事でズレづらく、寝返りさせるオムツ交換等も安心して行えます。
- 裏面は、ポリウレタンフィルム加工を施しているため、防水に優れ、ベッドを濡らしません。パイル素材でソフトな肌触りです。毛足の短いパイル地なので、寝返りを妨げません。
- 業務用乾燥機130℃までも対応でき、丈夫です。



使用方法

- 敷き布団、マットレスの腰にあたる部分へ横に敷きます。残った両サイドの脇布は下に巻き込みます。




取扱いに関して

品名	AK タオル防水シート
材質	綿：80% ポリエステル：20% (防水加工 / ポリウレタンフィルム)
洗濯サイズ	洗濯○ / 乾燥機○ (130℃位まで) 縦90×横180cm (脇布左右35cm)



丸洗いOK



業務用乾燥機OK