

# ストリーム オービー

## 快適に歩行できる抜群の操作性！

介護保険  
【レンタル】  
対象品



幅：約25cm

折りたたみ時  
\*自立します

(内幅：約37cm)  
全幅：約51cm

フレームカラー：ディープグリーンブラック



〈ダブルクロスバー〉



高さ  
91cm  
〜  
76cm  
〔3cmピッチ〕  
6段階調節

全長：約72cm  
〈側面〉

フレーム構造は『**ダブルクロスバー**』を採用。  
横揺れや、縦揺れに強く、歩行バランスの悪い方も  
安心、安全にご使用いただけます。

# 優れた機能

## ハンドルグリップ



手にフィットしやすい「アナトミックグリップ」を採用。中央が膨らんでおり包むような感じで手にフィットします。

\* 反射板付き



〈制動ブレーキ〉



〈駐車ブレーキ〉

## 背もたれ



背もたれは「ランバーサポート」機能を採用。腰を優しくサポート。安定した姿勢で長時間、座ることができます。

## 簡単折りたたみ機能



シート部ストラップ

折りたたみベルト（シート部ストラップ）を持ち上げるだけで簡単に折りたたむことができます。〈自立します〉

※折りたたむ時はバッグに物が入っていない状態で行ってください。

## 手動ブレーキ調節



「調節ネジ」を下に押し回すだけで簡単に行えます。（工具不要）

## 大型バッグ



スライド部分

容量：約 17ℓ

耐荷重：約 5kg

スライド脱着式で取り外しも簡単。

◆商品名：ストリームオービー ◆型番：OB-20A ◆本体価格：46,200円(非課税)

・TAISコード：01215-000008 ・JANコード：4571336860133

〈仕様〉

■使用時：H76～91cm×W51cm×D72cm ■折りたたみ時：幅25cm ■座面高：50cm ■座面：37cm×24cm

■タイヤ：直径20cm・幅3.2cm（前・後輪同サイズ） ■バッグ：31cm×19cm×30cm（前面球形） ■重量：6.9kg ■耐荷重：100kg

■ハンドル高：76cm～91cm（3cmピッチ、6段階調節）

■材質：フレーム/アルミ ブレーキレバー/PA ハンドルグリップ/TPR バッグ/ナイロン

■付属品：杖用ホルダー、杖用ストラップ

製造・販売元



株式会社インタージェット  
AIJ福祉事業部

〒532-0004

大阪市淀川区西宮原2-7-38

TEL.06-6393-3622 FAX.06-6393-3822

<http://www.interjet.co.jp/>

●商品改良のため、仕様・外観および価格は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

●印刷の都合上、実物と色が異なる場合があります。