

ハッピーⅡNB

貸与 介護保険
適用
TAIS 00110-000112

製品安全協会
安全基準合格品
歩行車



シンプルかつ安全性と信頼性が高いスタンダードタイプ



握りやすいグリップ形状。
耐久性のある
ブレーキユニットを採用。
↑ ハンドブレーキ
↓ パーキングブレーキ



78～87cm (5段階)

40,700円 (税込)

37,000円 (税別)



バスケットを外して
ストラップを引くだけで
簡単に折りたためます。

折りたたみ時
※自立しません



OPTION
オプション

外出先で杖も使いたい時
などに便利な杖ホルダーを
追加することができます。

タケトラ杖ホルダー
2,750円 (税込)
2,500円 (税別)

カラー	ブルーメタリック	オレンジメタリック
商品番号	117005	117006
JAN コード	4958995870053	4958995870060
付属品 (最大積載量)	バスケット (5kg)	
高さ / 横幅 / 奥行	78 ~ 87 (5段階) × 55.5 × 62cm	
座面高	50cm (座面サイズ: 30.5 × 30.5cm)	
折りたたみ時幅	43.5cm	
キャスター径	19cm	
重量	7.7kg	
材質	本体フレーム: アルミニウム 座面: PVC	
最大使用者体重	100kg	

MADE IN TAIWAN

発売元



株式会社 **竹虎**®

<https://www.taketora-web.com/>

【ヒューマンケア事業部】

東日本 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0390 FAX.045 (680) 0399

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7317 FAX.06 (6386) 7389

取扱店