

コンパクトタイプ シルバーカー スルーンボックス N



CB-10FB
(フラワーブラウン)

便利な10ℓの 大型バッグ付きシルバーカー

●背面に小物入れネットつき

C
コンパクト

S
シルバーカー

2
WAY

5
段階
ハンドル

スルーンボックス N

■ハンドブレーキ・駐車用ブレーキ ■アルミフレーム ■耐荷重100kg
※制動オイルダンパーはついていません

¥29,700(税込)

品番	CB-10NB ネイビー	JANコード	CB-10NB 4968501-932007
	CB-10BR ブラウン		CB-10BR 4968501-932106
	CB-10FB フラワーブラウン		CB-10FB 4968501-946707

仕様

カラー：ネイビー、ブラウン、フラワーブラウン
サイズ：W42.6(42.6)×D55.7(31)×H80~100(73.7~93.7)cm
()は折りたたみ時
座面：W26×D21.2cm
座面高：45cm
ハンドルの高さ：80・85・90・95・100cmの5段階調節
タイヤ直径：13.8cm
袋寸法：フロントバッグ／W21×D(開口25・底19)×H22.5cm・容量10ℓ・積載量4kg
小物ポケット／W23×D3×H14cm
重量：約3.9kg
座面耐荷重：100kg
主材質：フレーム(アルミ)、主なプラスチック部品(ポリプロピレン)、タイヤ(発泡EVA)、バッグ(ナイロン、FBのみPVC)
梱包サイズ・重量：W44.5×D32.5×H76.5cm・5.3kg




便利な大型バッグ

バッグの容量は10リットル。コンパクト軽量タイプのシルバーカーとしては大きな容量を確保しました。



折りたたみ時
(自立します)

寸法図



CB-10NB
(ネイビー)



CB-10BR
(ブラウン)