


**SK1**

介護保険適用

実用新案  
登録済


スワン® SK1

\* マットレス、ベッドパットタイプ  
TAISコード 00714-000003  
寸法：幅83×191×4cm

体圧分散効果の高い天然ゴムを使用。マットレスの上に直接敷いてご使用下さい。敷布団の代わりとしてご使用いただけます。

**SK2**

介護保険適用




スワン® SK2

\* 車椅子クッション  
TAISコード 00714-000004  
寸法：幅40×40×6cm

内部の二層構造が体圧分散効果を高め、座位を保持します。

**SK3**

介護保険適用



スワン® SK3

\* 車椅子クッション  
TAISコード 00714-000005  
寸法：幅40×40×4cm

座位を保持し、体圧を分散します。

**SK4**

介護保険適用

実用新案  
登録済

スワン® SK4

\* 車椅子クッション  
TAISコード 00714-000006  
寸法：幅40×83×4cm

背中からお尻までの一体型クッション。床ずれ予防として、必要な部分に敷いてご使用いただけます。

**SK6**

介護保険適用




スワン® SK6

\* マットレス  
TAISコード 00714-000009  
寸法：①幅83×192×4cm  
②幅91×192×4cm

2分割のため部分当てにご使用いただけます。また持ち運びが容易です。

**SK7**

介護保険適用



スワン® SK7

\* 車椅子用クッション  
TAISコード 00714-000008  
寸法：幅40×40×8cm

中央の十字の溝が背骨、尾骨の部分の当りを緩和します。

**SK8**

介護保険適用

実用新案  
登録済

スワン® SK8

\* 車椅子用クッション  
TAISコード 00714-000010  
寸法：幅40×40×4cm (カバー装着時)

座面を2分割する事によりサイドコーナーに使用でき車椅子収納時、コンパクトに収まります。

**M1**

介護保険適用



写真は①です。


スワン® M1

\* クッション、円柱型  
TAISコード  
00714-000014  
寸法：①直径14×83cm  
②直径12×40cm

背中やかかと、ひざ下等に当ててご使用下さい。

**M2**

介護保険適用



写真は①です。

スワン® M2

\* クッション、枕型  
TAISコード  
00714-000015  
寸法：①幅40×20×8cm  
②幅50×30×8cm

頭部の圧力を分散。体位変換用にもご利用いただけます。

**M3**

介護保険適用



スワン® M3

\* クッション、三角型  
TAISコード  
00714-000007  
寸法：幅40×20×10cm

体位変換クッション(床ずれ防止用)にもご利用いただけます。患者の方も気持ち良く感じます。



発売元：

株式会社 富士サポート

本社：〒997-0033 山形県鶴岡市泉町7-59  
TEL.0235-22-6678 FAX.0235-22-3788工場：〒997-0043 山形県鶴岡市東新斎町2-50  
TEL.0235-29-4051 FAX.0235-29-4052

取扱代理店