

正面はもちろん横からの乗りかえ可能なやさしさ設計

横乗り車椅子「ラクーネ2」

KY-360

おなごしは
やわらかな心で
つむじます。

ラクーネ2は側面が大きく開く構造ですから、正面はもちろん横からの乗りかえが簡単に出来ます。
療養中の方の身体状況や介護状況に合わせた移乗方法をお選びいただけます。

横乗り車椅子「ラクーネ2」 **貸与**

KY-360

170,000円 (非課税)



手押しハンドル
折りたたんで収納できますから、
車への積み込みに便利です。

制御用ブレーキ
介助ブレーキを標準装備。

バックサポート
乗られる方の身体状況に合
わせて、バックサポートの張り
の調整が出来ます。

ノーパンクタイヤ
ノーパンクタイヤを採用しています
からメンテナンスが不要です。



全長	990mm
全幅	630mm
全高	900mm
座面幅(シート幅)	400mm
座面高(背上げ時)	前部465mm・後部440mm
座面奥行き	400mm
折りたたみ幅	385mm
重量	19kg
耐荷重	100kg
車輪移動時全長	1,220mm

(JANコード)4543085030419
(TAISコード)00084-000092
●キャスター径/前輪6インチ・後輪22インチ
主要材質 アルミ合金
シート材質 レザーポリエステル



トランスファーボード
トランスファーボードが開くことで、
ベッド等と橋渡しをし横からの乗
りかえが簡単に出来ます。左右
どちらからでも可能です。

フット・レッグサポート
スイングアウト機能でワンタッチで閉閉
できます。簡単に取り外すこともでき
ますから、乗り降りの邪魔になりません。



オプション

- 点滴棒(固定タイプ) ¥7,350
- 点滴棒(伸縮タイプ) ¥9,925
- 点滴ホルダー ¥2,835
- 杖入れ ¥2,625



株式会社 **いうら**
 本社・松山営業所 / 〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6
 TEL089(964)7770 FAX089(964)1522
 仙台営業所 / TEL022(390)4605 FAX022(288)3690
 東京営業所 / TEL03(5248)2541 FAX03(5248)2542
 名古屋営業所 / TEL0568(42)6015 FAX0568(71)9656
 大阪営業所 / TEL072(641)8711 FAX072(641)8712
 福岡営業所 / TEL0942(45)3808 FAX0942(45)3809
 北海道エリア / 〒064-0919 北海道札幌市中央区南十九条西6丁目3番5号
 特約店 エア・ウォーター・ハローサポート株式会社
 TEL011(531)1315 FAX011(531)1346

ホームページもご覧ください!
動画配信中



メールアドレス info@iura.co.jp

お取り扱い

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。
※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。※詳細は各営業所にお問い合わせください。